

## リング型パルスオキシメータ



## あなたの睡眠 大丈夫ですか？



指にはめて眠るだけで、翌朝スマートフォンの専用アプリで睡眠時のデータがチェックできます！

くわしくはこちら →

## 睡眠時の呼吸が 気になる方へ


リング型のパルスオキシメータ  
チェックミーリングで  
睡眠時の血中酸素飽和度を  
チェックしてみませんか？




「Night」 指に装着して就寝 → 眠っている間に測定 → 「Morning」 翌朝、スマホのアプリに取り込み



睡眠中に血中酸素飽和度が低下した際、チェックミーリング本体がバイブレーションで通知し、体位の変化を促します。



睡眠中の血中酸素飽和度をグラフで表示します。血中酸素飽和度が90%以下に低下する箇所が多い場合は、酸素が十分に取込めていない可能性があります。




気になる測定結果が出た場合は医師にご相談ください。  
また、測定結果にかかわらず、自覚症状がある場合には医師にご相談ください。

チェックミーリングは指に装着するだけで、自動的に電源がオンになり測定を開始します。  
液晶画面には、血中酸素飽和度と脈拍数を交互に表示します。



スマホでモニタリング可能！



測定中にアプリと接続すれば、スマートフォン上でモニタリングが可能です。  
血中酸素飽和度が低下した場合は、スマートフォンの音やバイブレーションでお知らせすることも可能です。

詳しくはこちらをご覧ください！  
チェックミーリング特設サイト  
<https://checkmiring.jp/>

こんな症状がある方は  
眠っている間に  
無呼吸になっているかも？



### 就寝時

- ☐ いびきをかいている
- ☐ 眠りが浅い
- ☐ 熟睡感がない
- ☐ 寝返りや体動が激しい
- ☐ 夜中に何度も排尿で起きる

### 起床から日中

- ☐ 起床時に口や喉が乾いている
- ☐ 起床時に頭痛がする
- ☐ 起床時に疲労感がある
- ☐ 日中に過度な眠気がある
- ☐ 居眠りを頻繁にしてしまう
- ☐ 集中力が続きにくい

寝不足のせいでイライラしたり集中力がなくなったり、  
日中の過度な眠気のせいで仕事や生活に重大な支障が  
出てくる恐れもあります。  
まずは、チェックミーリングで睡眠時の血中酸素飽和度を  
チェックしましょう！

このような使い方もおすすめです！

- ・CPAP療法中の方の睡眠時の変化を把握する参考情報として。
- ・食事中に測定し、誤嚥性無呼吸の疑いをチェック。

## Products

## Checkme Ring



チェックミーリング  
標準価格 29,700円（税込）

Lサイズ：指輪サイズ約12号～28号程度  
※リング部分はシリコン製で伸縮性があります。



チェックミーリングS  
標準価格 29,700円（税込）

Sサイズ：指輪サイズ約1号～7号程度

### 付属品



USB充電ケーブル



充電アダプタ

販売名：チェックミーリング 医療機器認証番号：304AABZX00029000 一般名称：パルスオキシメータ  
管理医療機器 特定保守管理医療機器 製造販売業者：三栄メディシス株式会社  
診療報酬点数：D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定 35点  
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定（一連につき）100点  
◆測定結果の自己診断、または自己診療を行わないでください。医師等の専門家の指導に従ってください。  
◆本製品の測定結果に関わらず、自覚症状がある場合には医師にご相談ください。

保証期間 ご購入より1年

掲載内容は2025年8月1日現在のものです。

Me san-ei 三栄メディシス株式会社

〒607-8116 京都市山科区小山鎮守町14-1  
TEL:075-502-0066 FAX:075-502-0068